



Extra Médical
1130, rue Lévis (Suite 2)
Terrebonne, Québec. J6W-5S6
Tel: 450-4161753
Courriel: info@extramedical.com



TL-2100SER

MONITEUR AVEC FIL REMISE EN FONCTION AUTOMATIQUE

Se remet en fonction automatique sans interrupteur ON/OFF
Évite le moniteur d'être fermé accidentellement.

Lumière PAD LOST, avise si le coussinet est déconnecté du moniteur.

Lumière LOW BATTERY quand les batteries sont faible.

Volume ajustable.

Possibilité d'être relié à une cloche d'appel (prise 1/4 ").

Peut être utilisé avec la clé magnétique, afin d'éviter que le résident arrête l'alarme du moniteur par accident



TL-2109V



TL-2109



433-NCA



AC-05



FM-07



BCS-04
Pince pour
coussinet de lit



PPC-W1
10X15



PPB-W1
20X30



PPB-R1
10X30