



EXTRAmedical

Extra Médical

1130, rue Lévis (Suite 2)
Terrebonne, Québec. J6W-5S6
Tel: 450-4161753
Courriel: info@extramedical.com



TL-2100G

Moniteur sans fil avec remise en fonction automatique

Permet d'avertir le personnel aidant, si le signal entre le coussinet et le moniteur est perdu.

Lumière PAD LOST permet d'aviser si les batteries sont faible


Peut être utilisé avec la clé magnétique, afin d'éviter que le résident arrête l'alarme du moniteur par accident.

Permet de programmer un coussinet de fauteuil ainsi qu'un coussinet de lit. (Portée Maximum de 10 pieds).

Possibilité d'être utilisé avec 2 détecteurs de mouvement infra rouge.

Volume ajustable

Possibilité d'être relié à la cloche d'appel (Prise 1/4").



BCS-04
Pince pour
coussinet de lit



GBT-W1



GCT-W1



P1R-01



AC-05